

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mettler.nt-rt.ru/>

Наконечники ShaftGard

Предотвращение перекрестного загрязнения

Полная защита ствола пипетки и устройства сброса

Наконечники ShaftGard закрывают ствол пипетки и устройство сброса, защищая их от случайного загрязнения. Благодаря этому при работе с биологическими, радиоактивными и другими сложными образцами снижается необходимость в очистке и стерилизации. Наконечники ShaftGard длиннее стандартных наконечников micro-10, поэтому они удобнее в работе с пробирками для ПЦР и микроцентрифугой. Используются с пипетками на 2 и 10 мкл с универсальным коническим стволом.

Наконечники ShaftGard имеются только для универсальных пипеток.

		Nominal Pipette Volumes								
LTS Pipette Models		2 µL	10 µL	20 µL	50 µL	100 µL	200 µL	300 µL	1000 µL	1200 µL
	LTS									
	LTS Pre-sterilized									
	LTS Pre-sterilized, filter									
Universal-fit Pipette Models		2 µL	10 µL	20 µL	25 µL	100 µL	200 µL	300 µL	1000 µL	1200 µL
	UNV	● ^L	● ^L							
	UNV Pre-sterilized	● ^L	● ^L							
	UNV Pre-sterilized, filter	● ^L	● ^L							

Available in: ^L Low Retention

Наконечники ShaftGard — объемы и типы



Борьба с загрязнением пипеток

Наконечники ShaftGard снижают загрязнение ствола пипетки и устройства сброса. Наконечник закрывает устройство сброса. Наконечник сбрасывается нажатием на выступ внутри него, что способствует дополнительной защите от загрязнения.



Сертификат Rainin

Точность дозирования гарантируется при использовании наконечников ShaftGard с пипетками Rainin и в соответствии с пользовательским руководством.

Сертификат Rainin подтверждает, что наконечники ShaftGard соответствуют следующим базовым требованиям:

- Отсутствие облоя
- Отсутствие загрязнений
- Гладкая и ровная поверхность
- Правильные форма, размеры и обработка выходного конца
- Герметичность уплотнения для пипеток EDP, Pipetman и Pipet-Plus
- Точность дозирования (отклонения формы вызывают погрешность)



FinePoint

Наконечники FinePoint постепенно сужаются, образуя тонкий носик с узким выходным отверстием. Такая конструкция с гибкими стенками создает упругий наконечник, удобный для работы с узкими пробирками. Тонкая стенка вокруг узкого отверстия имеет минимальную площадь поверхности, на которой может задержаться дозируемая проба. Благодаря полному выпуску наконечники FinePoint гарантируют высокую точность дозирования.



Множество типоразмеров и вариантов упаковки

Наконечники Rainin ShaftGard выпускаются для многих типов и размеров универсальных пипеток. Наконечники поставляются в различной упаковке: в штативах, сменных блоках GreenPak и SpaceSaver, в фасовочных пакетах.



Категория качества BioClean

Каждый наконечник Rainin LR тщательно проверяется и выпускается с сертификатом отсутствия:

- ДНК
- ДНКазы
- РНКазы
- Пирогенов
- Аденозинтрифосфата (АТФ)
- ПЦР-ингибиторов

GP-10GF

960 ShaftGard/10 GreenPak refills, presterilized, filter
10 µL

GPR-10G

Empty racks for refill, 10 µl, red, 10 per pack
10 µL

GPS-10G

960 ShaftGard tips/10 SpaceSaver refills
10 µL

GPS-10GLR

960 ShaftGard/10 refills
10 µL

GPS-10GS

960 ShaftGard/10 SpaceSaver refills, presterilized
10 µL

RC-10G

1000 ShaftGard tips in bags
10 µL

RT-10G

960 ShaftGard tips in 10 racks
10 µL

RT-10GF

960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
10 µL

RT-10GS

960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
10 µL

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mettler.nt-rt.ru/>