

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mettler.nt-rt.ru/>

Наконечники Gel-Well



Для дозирования в лунки агарозного геля

Специально для электрофореза в ПААГ

Наконечники Gel-Well™ разработаны специально для наполнения очень узких лунок в полиакриламидном геле (<1 мм). Гибкий, сверхтонкий микрокапиллярный наконечник гарантирует точность дозирования, необходимую для таких операций, как секвенирование ДНК и электрофорез белков.

Имеются наконечники Gel-Well объемом 10 и 250 мкл, с плоским и круглым носиком. Наконечники выдерживают автоклавирование (1 бар, 121 °С, 15 минут) и имеют сертификат отсутствия ДНКазы и РНКазы. Наконечники Gel-Well выпускаются в специальных штативах на 200 штук и подходят для большинства моделей пипеток. Только без стерилизации.


Имеются наконечники Rainin Gel-Well для универсальных пипеток.

		10 µL	20 µL	200 µL	250 µL	300 µL	1000 µL	1200 µL
	LTS 0.17 mm							
	LTS 0.37 mm							
	LTS 0.57 mm							
	UNV 0.17 mm	● ^{F2}			● ^F			
	UNV 0.37 mm	● ^{F2}			● ^F			
	UNV 0.57 mm	● ^{R2}			● ^R			

^F Available with flat end ^R Available with round orifice

² Perfect fit for 2 µL single channel pipettes

Наконечники Gel-Well — объемы и типы



Выпускной конец — плоский или круглый

Выпускному концу наконечников Gel-Well придается сильно зауженная коническая, а иногда плоская форма специально для заполнения гелевых лунок. Внешний диаметр круглого носика составляет 0,57 мм; внешние размеры плоских носиков немного меньше — 0,17 или 0,37 мм.



Множество типовых размеров и вариантов упаковки

Наконечники Rainin Gel-Well выпускаются для многих типов и размеров универсальных пипеток. Стерилизованные, нестерилизованные наконечники и наконечники с фильтрами упакованы в штативах.

GT-10-2

Краткое описание *Gel-Well 0.17mm, 200 tips in 1 rack*
НПВ *10 µL*

GT-10-4

Краткое описание *Gel-Well 0.37mm, 200 tips in 1 rack*
НПВ *10 µL*

GT-10-6

Краткое описание *Gel-Well 0.57mm, 200 tips in 1 rack*
НПВ *10 µL*

GT-250-2

Краткое описание *Gel-Well 0.17mm, 200 tips in 1 rack*
НПВ 250 µL

GT-250-4

Краткое описание *Gel-Well 0.37mm, 200 tips in 1 rack*
НПВ 250 µL

GT-250-6

Краткое описание *Gel-Well 0.57mm, 200 tips in 1 rack*
НПВ 250 µL

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru <http://mettler.nt-rt.ru/>