

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru) <http://mettler.nt-rt.ru/>

## Rainin Classic

### Цена и качество

Пипетки Rainin Classic — отличный выбор для простого дозирования. Эти прочные и долговечные пипетки в течение многих лет обеспечат надежность и повторяемость результатов с минимальной вероятностью выхода за пределы допуска.

Мягкая пружина и упор для пальцев снимают напряжение руки, а уплотнения с малым сопротивлением и амортизаторы облегчают работу с пипетками Classic. Как и все пипетки Rainin, пипетки Classic отличаются особой долговечностью — для поддержания их в отличном техническом состоянии достаточно лишь самого простого обслуживания.



### PR-10

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем  $0.5 \mu\text{L} - 10 \mu\text{L}$

Погрешность  $0.025 \mu\text{L}: \pm 2.5 \%$

$0.075 \mu\text{L}: \pm 1.5 \%$

$0.1 \mu\text{L}: \pm 1.0 \%$

Precision  $0.012 \mu\text{L}: \leq 1.2 \%$

$0.03 \mu\text{L}: \leq 0.6 \%$

$0.04 \mu\text{L}: \leq 0.4 \%$

Volume Increment  $0.02 \mu\text{L}$

## PR-100

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем  $10 \mu\text{L} - 100 \mu\text{L}$

Погрешность  $0.35 \mu\text{L}: \pm 3.5 \%$

$0.4 \mu\text{L}: \pm 0.8 \%$

$0.8 \mu\text{L}: \pm 0.8 \%$

Precision  $0.1 \mu\text{L}: \leq 1.0 \%$

$0.12 \mu\text{L}: \leq 0.24 \%$

$0.15 \mu\text{L}: \leq 0.15 \%$

Volume Increment  $0.2 \mu\text{L}$

## PR-1000

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем  $100 \mu\text{L} - 1000 \mu\text{L}$

Погрешность  $3.0 \mu\text{L}: \pm 3.0 \%$

$4.0 \mu\text{L}: \pm 0.8 \%$

$8.0 \mu\text{L}: \pm 0.8 \%$

Precision  $0.6 \mu\text{L}: \leq 0.6 \%$

$1.0 \mu\text{L}: \leq 0.2 \%$

$1.5 \mu\text{L}: \leq 0.15 \%$

Volume Increment  $2.0 \mu\text{L}$

## PR-10ML

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем  $1 \text{ mL} - 10 \text{ mL}$

Погрешность  $50.0 \mu\text{L}: \pm 5.0 \%$

$50.0 \mu\text{L}: \pm 1.0 \%$

$60.0 \mu\text{L}: \pm 0.6 \%$

Precision  $6.0 \mu\text{L}: \leq 0.6 \%$

$10.0 \mu\text{L}: \leq 0.2 \%$

$16.0 \mu\text{L}: \leq 0.16 \%$

Volume Increment  $20 \mu\text{L}$

## PR-2

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем  $0.1 \mu\text{L} - 2 \mu\text{L}$

Погрешность  $0.024 \mu\text{L}: \pm 12.0 \%$

$0.027 \mu\text{L}: \pm 2.7 \%$

$0.030 \mu\text{L}: \pm 1.5 \%$

Precision  $0.012 \mu\text{L}: \leq 6.0 \%$

$0.013 \mu\text{L}: \leq 1.3 \%$

$0.014 \mu\text{L}: \leq 0.7 \%$

Volume Increment  $0.002 \mu\text{L}$

## PR-20

Тип *Manual Pipette*

Отбираемый объем  $2 \mu\text{L} - 20 \mu\text{L}$

Погрешность  $0.15 \mu\text{L}: \pm 7.5 \%$

$0.15 \mu\text{L}: \pm 1.5 \%$

$0.2 \mu\text{L}: \pm 1.0 \%$

**Precision** 0.04  $\mu\text{L}$ :  $\leq 2.0 \%$   
0.05  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.50 \%$   
0.06  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.3 \%$   
**Volume Increment** 0.02  $\mu\text{L}$

## PR-200

**Тип** *Manual Pipette*  
**Отбираемый объем** 20  $\mu\text{L}$  – 200  $\mu\text{L}$   
**Погрешность** 0.5  $\mu\text{L}$ :  $\pm 2.5 \%$   
0.8  $\mu\text{L}$ :  $\pm 0.8 \%$   
1.6  $\mu\text{L}$ :  $\pm 0.8 \%$   
**Precision** 0.2  $\mu\text{L}$ :  $\leq 1.0 \%$   
0.25  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.25 \%$   
0.15  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.3 \%$   
**Volume Increment** 0.2  $\mu\text{L}$

## PR-5000

**Тип** *Manual Pipette*  
**Отбираемый объем** 1000  $\mu\text{L}$  – 5000  $\mu\text{L}$   
**Погрешность** 12.0  $\mu\text{L}$ :  $\pm 2.4 \%$   
15.0  $\mu\text{L}$ :  $\pm 0.6 \%$   
30.0  $\mu\text{L}$ :  $\pm 0.6 \%$   
**Precision** 3.0  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.6 \%$   
5.0  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.2 \%$   
8.0  $\mu\text{L}$ :  $\leq 0.16 \%$   
**Volume Increment** 2.0  $\mu\text{L}$

## PR-START

**Тип** *Starter Kit*  
**Отбираемый объем** 2  $\mu\text{L}$  – 1000  $\mu\text{L}$   
**Погрешность** *Various*  
**Precision** *Various*  
**Volume Increment** 0.02  $\mu\text{L}$  - 2.0  $\mu\text{L}$

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru) <http://mettler.nt-rt.ru/>