

Прецизионные весы ML NewClassic

Прецизионные весы ML МЕТТЛЕР ТОЛЕДО - простые и удобные весы начального уровня.

Весы ML имеют выгодное соотношение цена/качество и являются оптимальным выбором для учебных лабораторий, а также для замены морально устаревших механических лабораторных весов.

Современные технологии в сочетании с легендарной швейцарской точностью делают весы NewClassic незаменимым инструментом.



Взвешивающая ячейка MonoBloc и внутренняя калибровка встроенной гирей обеспечивают точность и воспроизводимость результатов взвешивания.

Автономная работа до 8 часов на батарейках AA или аккумуляторах позволяет работать на весах даже в полевых условиях. Корпус весов выполнен из металла и закрыт рабочим защитным чехлом из химически стойкого материала.

- Калибровка встроенной гирей по нажатию клавиши
- Взвешивающая ячейка MonoBloc (некоторые модели)
- Автономная работа до 8 часов
- Встроенный интерфейс RS232
- Металлический алюминиевый корпус
- Большой дисплей с яркой индикацией
- Самодиагностика основных механизмов весов
- Встроенные функции и режимы: счет штук, процентное взвешивание, суммирование, динамическое взвешивание, статистическая обработка данных, взвешивание с допусками, умножение на коэффициент, формулирование нетто/брутто/тара.
- Индикатор SmartTrac - графически отображает долю оставшегося НПВ либо соотношение между заданным весом и допусками

Технические характеристики моделей

Модель					
	ML203	ML303	ML503	ML203E	ML303E
НПВ	220 г	320 г	520 г	220 г	320 г
Дискретность	1 мг				
СКО (на НПВ)	1 мг				
Среднее время стабилизации	1.5 с				
Чашка весов (диаметр), мм	120				
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	193×290×331			184×290×188	
Класс точности по ГОСТ 21104-2001	высокий				



Модель	ML802	ML1602	ML3002	ML3002E	ML4002	ML4002E
НПВ	820 г	1620 г	3200 г	3200 г	4200 г	4200 г
Дискретность	0.01 г					
СКО (на НПВ)	0.01 г					
Среднее время стабилизации	1.5 с				1.2 с	
Чашка весов (Ш×Д), мм	170×190					
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	184×290×84					
Класс точности по ГОСТ 21104-2001	высокий					



Модель	ML2001	ML4001	ML6001
НПВ	2200 г	4200 г	6200 г
Дискретность	0.1 г	0.1 г	0.1 г
СКО (на НПВ)	0.05 г	0.05 г	0.1 г
Среднее время стабилизации	1 с	1 с	1 с
Чашка весов (Ш×Д), мм	170×190	170×190	170×190
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	184×290×84	184×290×84	184×290×84



Модель	ML802E	ML1502E	ML6001E
НПВ	820 г	1520 г	6200 г
Дискретность	0.01 г		0.1 г
СКО (на НПВ)	0.01 г		0.1 г
Среднее время стабилизации	1.5 с		1 с
Чашка весов (Ш×Д), мм	160		170×190
Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм	184×290×84		

*Буква **Е** в конце наименования означает: весы с внешней калибровкой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
 Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mtt@nt-rt.ru

www.mettler.nt-rt.ru